

Государственное  
лечебно-профилактическое  
учреждение

Кировский областной  
клинический  
противотуберкулезный дис-

пансер  
« 21 » 09 200 6 г.  
№ 633

610021, г. Киров,  
пр-т Строителей, 25  
тел/факс 25-88-01  
тел.27-48-56

Департамент здравоохранения  
Кировской области

Средство «Сабисепт М» было получено ГЛПУ «КОКПТД» в августе, в количестве 121 флакона. Для работы средство «Сабисепт М» было выдано в отделения диспансера:

1. ОА и Р – для дезинфекции и предстерилизационной очистки ИВЛ и ингаляторов.
2. Операционный блок – для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов в опер. блоке.
3. Взрослое диспансерное отделение – в кабинеты провокации, гинекологический и кабинет окулиста для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов.
4. Эндоскопическое отделение – для предварительной и окончательной очистки перед ДВУ.
5. ОКСТ – перевязочный кабинет для дезинфекции инструментов.
6. ХТО – «чистая» и «гнояная» перевязочные для дезинфекции инструментов.
7. ЦСО – для предстерилизационной очистки инструментария.
8. Стоматологический кабинет – для дезинфекции и предстерилизационной очистки мед. инструментария.
9. Детское отделение – для дезинфекции и предстерилизационной очистки катетеров для ПВЖ.
10. КДЛ - для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов лаборатории.

В диспансере средство для дезинфекции «Сабисепт М» применяют в двух концентрациях 2% и 3%, замачивание или погружение на 60 минут.

Дезинфекцию + предстерилизационную обработку проводят 2% раствором при  $t -18^{\circ}\text{C}$  на 60мин., и моют каждое медицинское изделие 2% р-ром  $t -18^{\circ}\text{C}$  от 0,5мин. до 1мин.

Для предстерилизационной очистки используют 0,1% р-р  $t -18^{\circ}\text{C}$  на 10-15мин.

Рабочие растворы в работе применялись многократно до 14 дней – внешний вид их не изменился.

После дезинфекции объектов брались смывы на ГСИ и БГКП – результаты отрицательные.

Главный врач КОКПТД

В.Г. Новиков

Исполнитель:  
Я.С. Гусельникова  
Т: 27-14-29